



Hy-Po / RF / Combo

## HYDROPORATIE & RADIOFREQUENTIE



**GLADDE PORIËN**

**VERSTEVIGDE HUID**

**VERVAAGDE RIMPELS**

**GEEN CELLULITIS**

**MOOI VORMGEGEVEN LIPPEN**





**MESOJET®** is een reeks in Europa vervaardigde apparaten voor huidverzorging van uitzonderlijke kwaliteit. Ze werden ontwikkeld als antwoord op de groeiende vraag naar verjongende behandelingen in de schoonheidssector.

Ontdek snel de beste technologieën voor huidsuppletie en radiofrequentie in één assortiment apparaten.



**MESOJET® Hy-Po**



**MESOJET® Combo**



**MESOJET® RF**

## 2 TECHNOLOGIEËN - 3 APPARATEN

MESOJET

Hy-Po



### MESOJET® Hy-Po

Dankzij de technologie **hydroporatie** helpt dit apparaat met de uitvoering van een complete huidverjongende behandeling via exfoliatie en **transcutane suppletie** van actieve bestanddelen.

Met de verschillende handstukken en een breed scala aan actieve bestanddelen bereikt u zichtbare verjongende resultaten en verbetert de textuur en kwaliteit van de huid.

MESOJET

RF



### MESOJET® RF

Dankzij de technologie voor **monopolaire en bipolaire radiofrequentie** maakt dit apparaat een huidverstevigende behandeling voor gezicht en lichaam mogelijk.

Met zijn 2 keramische handstukken en plaatjes voor het lichaam bereikt u mooie resultaten op de verslachte huid en zelfs op cellulitis.

Via een heel aangename behandeling (vergelijkbaar met een massage met warme stenen) kunt u de spanning en textuur van de huid zichtbaar verbeteren.

MESOJET

Combo

*It's a Match!*



### MESOJET® COMBO

Dankzij de combinatie van technologieën voor **radiofrequentie** en **hydroporatie** is dit toestel de ideale partner om uw verjongende behandelingen naar een hoger niveau te tillen. U hebt voortaan nog maar één apparaat nodig en maakt zo meer ruimte vrij in uw praktijk.

Met **MESOJET® Combo** en zijn gecombineerde protocollen behaalt u 30% snellere resultaten dan met een enkele sessie **MESOJET® Hy-Po**. Bovendien verhoogt hun kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn met 50%.



## HYDROPORATIE


### Naaldloze huidsuppletie

MET behulp van een **gepatenteerd hulpstuk** stuwt **MESOJET® Hy-Po** met supersonische snelheid (>200 m/s) een mengsel uit van lucht en een actieve oplossing in de vorm van een straal microscopisch kleine druppeltjes. Dat gebeurt **ZONDER CONTACT met de huid**.

Een sessie **MESOJET® Hy-Po** bestaat uit een **complete behandeling van de zone** (gezicht, décolleté, lichaam). Afhankelijk van de hellingsgraad van het handstuk en de afstand tot de huid kunt u:

- In eerste instantie een **lymfedrainage** uitvoeren om de bloedsomloop te stimuleren
- Daarna de bovenste huidlagen **exfoliëren** om dode huidcellen te verwijderen: **Hydro-dermabrasie**
- In een derde stap een plaatselijke statische druk op de huid opwekken, waarbij **de werkzame stof** tot enkele millimeters in de lederhuid doordringt. Dit is **huidsuppletie** of **hydroporatie**.

Dit proces wordt 'baroforese' genoemd en is het resultaat van het uitgeoefende drukverschil op de huid. Het garandeert toegang tot de diepere huidlagen zonder dat daarvoor een naald moet worden gebruikt. Het vergemakkelijkt ook de aanvoer van voedingsstoffen, zoals **hyaluronzuur** dat kan doordringen tot in de bindweefsels, en **vitaminen A, B, C en E** die belangrijk zijn voor een goede werking van de cellen.



### 'Baroforese'

De supersonische straal creëert een hoge druk in contact met de huid, waardoor de **microkanaaltjes in de huid** opengaan.

Het drukverschil tussen het huidoppervlak en de onderliggende weefsels zorgt voor een **diepe penetratie en een transdermale verspreiding** van de biologische stoffen.

Wanneer de druk afneemt, zullen de microkanaaltjes zich weer sluiten en **houdt het huidweefsel de actieve bestanddelen blijvend vast**, voor een **langdurig fysiologisch effect**.

## HYDRO-DERMABRASIE

## CHEMISCHE PEELING

## TRANSDERMALE INFUSIE

## BIO-VERJONGING





## EEN BREED AANBOD WERKZAME BESTANDDELEN

### Aangepast aan de diversiteit van de huid

Er zijn verschillende formules van werkzame bestanddelen verkrijgbaar, afhankelijk van het protocol en/of het gewenste resultaat.

Een van de belangrijkste eigenschappen van de **MESOJET® Hy-Po** is het vermogen om nuttige stoffen tot in de dieper gelegen huidweefsels te brengen, om de huid zo te verjongen. Alle formules zijn verrijkt met **voedingsstoffen, vitaminen en mineralen** die onmisbaar zijn voor een elastische en jongere huid die er stralend en mooi uitziet.

De verzorgingsspecialist beschikt over ultrageconcentreerde producten die speciaal zijn ontwikkeld voor toediening met behulp van de handstukken van **MESOJET® Hy-Po**. De oplossingen '**Jet Solution**' en '**Time 4 Jet**' zijn verrijkt met de krachtigste verjongende bestanddelen op de markt, en garanderen doelgerichte resultaten volgens het behandelingsprotocol.

Met de aangeboden artikelen voert u alle **MESOJET® Hy-Po protocollen uit**: anti-ageing voor gezicht en lichaam, acne, hyperhidrosis, couperose, depigmentatie en verzorging van de hoofdhuid.



# GEPATENTEERDE HANDSTUKKEN

## Afgestemd op onze behandelingsprotocollen

### HET PREMIUM HANDSTUK

Kan worden gebruikt voor alle behandelingen:


- Betere micronisatie: fijnere deeltjes en minder lucht, voor dezelfde druk en betere resultaten
- Een meer homogene straal
- Een aanpasbaar vermogen
- Raakt niet verstopt en blijft ook na een tijd even goed werken
- Geen drukkende metalen onderdelen = geen risico op verwonding
- Het handstuk is snel en gemakkelijk schoon te maken
- Geen verspilling van plastic meer!



### MANUEEL INSTELBAAR DEBIET



FIJNE



MEDIUM



STERKE



## BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

### in verschillende stappen

STAP  
01

#### LYMFEDRAINAGE

Een aangename en ontspannende massage om de huid te ontgiften en de microcirculatie te stimuleren.

STAP  
02

#### HYDRO-DERMABRASIE

Verwijderen van dode cellen om de huid voor te bereiden op de opname van voedingsstoffen tijdens de hydroporatiefase.

STAP  
03

#### HYDROPORATIE

Zorgt voor een doeltreffende en diepe verspreiding van de werkzame bestanddelen in de huid.

STAP  
04

#### INFUSIEBOOSTER


Optionele stap om het resultaat van de behandeling te verbeteren en te verlengen.





## RADIOFREQUENTIE in de strijd tegen huidveroudering

De radiofrequentie van **MESOJET® RF** werd ontwikkeld met specifieke instellingen die een **gecontroleerde verhitting van de lipide dubbellaag** opwekken, waardoor de huidbarrière beter doordringbaar wordt voor lipolytische en hydrofiele stoffen. Als de huid op die manier wordt behandeld, **kan ze de door de gebruiker gekozen werkzame bestanddelen veel beter opnemen**.




### INDICATIES

- 1** **MESOJET® RF** geeft via de radiofrequentie een zachte warmte af. De behandeling is dus aangenaam en pijnloos. Gebruik het om:
  - Rimpels en fijne lijntjes te vervagen (anti-ageing)
  - Striemen en littekens te verminderen
  - De sinaasappelhuid weg te werken
  - De huid te verstevigen
  - De huidtextuur te verbeteren
- 2** Bij toepassing op het gezicht maakt **MESOJET® RF** het mogelijk om **de gezichtscontouren te verstevigen en de huidtextuur te verbeteren**. De door de elektromagnetische golf opgewekte warmte zorgt voor een onmiddellijk en duurzaam **liftend effect**, zodat de huid er zichtbaar jonger uitziet.
- 3** Met zijn **91 vooraf ingestelde behandelingswijzen** voor gezicht en lichaam en zijn 2 keramische handstukken behandelt u een maximum aan indicaties, voor zichtbare en langdurige resultaten.



## DE HANDSTUKKEN


**MESOJET® RF** heeft **twee keramische handstukken**. Via de ergonomische, lichte en gebruiksvriendelijke handstukken behandelt u het gezicht of het lichaam met een optimale geleidbaarheid en biedt u **veilige, comfortabele en doeltreffende sessies** aan.



### MONOPOLAIR

voor de behandeling van het **LICHAAM**  
(max. vermogen 1 Mhz)

- Verslachte huid
- Cellulitis en vetophopingen
- Striemen en littekens



### BIPOLAIR

voor de behandeling van het **GEZICHT**  
(max. vermogen 1 Mhz)

- Verslachte huid
- Verstevigt de huid
- Pakt rimpels aan
- Verbeterd de huidtextuur

## PRECIOUS WAVE® geleidende RF-gel



### ONMISBAAR VOOR EEN GESLAAGDE BEHANDELING MET MESOJET®

PRECIOUS WAVE® is een crème-gel die speciaal werd ontwikkeld om:

- Te verzekeren dat het handstuk **comfortabel beweegt** over de huid
- De huid aangenaam te omhullen en de klant een unieke massage te bieden dankzij de **bijzondere textuur**.
- De huid te verkwikken met **werkzame bestanddelen** die aan de formule zijn toegevoegd, gericht op de celvernieuwing en de stimulatie van de fibroblasten.



PRECIOUSWAVE  
CONDUCTIVE GEL CREAM



Deze **voedende en hydraterende crème** geeft de huid een fluweelachtige finish.

De bijzondere textuur transformeert na enkele minuten en onder invloed van de warmte in een gel. Zo kunt u blijven masseren met het handstuk zonder tijdens de sessie product te moeten toevoegen.

#### PRECIOUS WAVE® bevat twee WERKZAME BESTANDELEN:

- Een combinatie van **glycogeen** en **hyaluronzuur** met laag moleculair gewicht. Deze twee bestanddelen gaan een synergie aan om de huid te verkwikken en voller te maken.
- Een verkwikkend extract van **plankton**.





## EEN KRACHTIGE COMBINATIE Hy-Po + RF

Geruggensteund door jarenlange ervaring als producent van verjongende en functionele SERUMS, en door een al even lange ervaring met hydroporatiesystemen, kon de Italiaanse fabrikant van **MESOJET®** specifieke protocollen ontwikkelen om de behandelingen via **RADIOFREQUENTIE** en **HYDROPORATIE** te combineren met een bewezen doeltreffendheid.

Zo zijn er **26 specifieke functies van de 91 vooraf ingestelde** gericht op de gecombineerde protocollen voor radiofrequentie + hydroporatie, inbegrepen in de **MESOJET® software**.

De combinatie van RF en hydroporatie is een wetenschappelijk onderbouwd protocol dat een diepgaande, doeltreffende en langdurige verjonging beoogt. De huidbarrière is vernieuwd en hersteld, rimpels zijn vervaagd, en de veroudering en pigmentvlekken zijn veel minder zichtbaar. De huid is diepgaand geboost met doeltreffende peptiden, antioxidanten en andere verjongende bestanddelen.

**DE RESULTATEN VAN DE GECOMBINEERDE PROTOCOLLEN ZIJN 30% SNELLER BEREIKT DAN MET ALLEEN EEN JETSESSIE. HUN KWALITEIT EN DUURZAAMHEID OP LANGE TERMIJN NEMEN TOE MET 50%.**

De combinatie van de twee behandelingen verbetert ook de huidtextuur, want dankzij de thermische stimulans van de RF-stralen worden er heat shock proteïnen gesynthetiseerd, waardoor de huid beter wordt vernieuwd.



De elasticiteit en tonus van de huid zijn sterk afhankelijk van het **vochniveau in de opperhuid**.

Dit verklaart waarom de **AQUAPORINEN** – waterkanaaltjes (poriën) die extern kunnen worden geregeld om de waterstroom naar en vanuit de cel te regelen – zo'n belangrijke rol spelen.

De **MESOJET®**-golven wekken stromingen op in de watermoleculen van de huid, waardoor de waterstofbruggen vrijkomen. Dit leidt tot een **vergroting en vermenigvuldiging van de aquaporinen**.

Dankzij dit proces is de huid **beter doordringbaar** en kan ze diepgaand worden gehydrateerd.

U kunt hetzelfde apparaat dus gebruiken voor hydroporatie-infusie en zo veel tijd besparen, voor weergaloze resultaten!





## DE RESULTATEN Hy-Po

Voor



Na 1 sessie Jet protocol Lippen

## DE RESULTATEN RF



Voor

Na 2 sessies RF  
'Behandeling van CELLULITIS'

## DE RESULTATEN Hy-Po + RF



Voor



Na slechts 1 sessie gecombineerd protocol  
(Anti-Ageing 3 + JET for Skin Laxity RF)





### PIJNLOOS

**MESOJET®** is volledig pijnloos. Er komen geen naalden of intradermale injecties aan te pas. De niet-invasieve stralen dringen tot diep in de huid. De warmte die het keramische handstuk vrijgeeft, belooft een comfortabele, ontspannende en aangename ervaring.



### GEEN HERSTELPERIODE

Door de 100% niet-invasieve en transdermale toediening is er geen littekenweefsel of herstelperiode. De klant vertrekt na de behandeling met een comfortabel gevoel en kan zijn dagelijkse activiteiten onmiddellijk hervatten.



### SNEL ZICHTBARE RESULTATEN

De onmiddellijke toediening van krachtige werkzame bestanddelen via het handstuk, tot diep in de huid, of de inductie van warmte via de **MESOJET®** radiofrequentie levert snelle resultaten die al na de eerste sessie zichtbaar zijn.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES



	MESOJET®RF	MESOJET® Hy-Po	MESOJET® Combo
RF-vermogen	Max. 1 MHz / 140 W	-	Max. 1 MHz / 140 W
Vermogen straal	-	7,0 bar	7,0 bar
Handstukken	2 keramische handstukken: 1 gezicht Bipolair - diam. 2,9 cm 1 lichaam Monopolair - diam. 5 cm + 1 retourplaat lichaam	1 PAM Premium en verbruiksartikelen te bestellen op <a href="http://www.acme.shop">www.acme.shop</a>	Hy-Po: 1 PAM Premium RF: 2 keramische handstukken: 1 gezicht Bipolair - diam. 2,9 cm 1 lichaam Monopolair - diam. 5 cm + 1 retourplaat lichaam
scherm	10 inch, kleurenaanraakscherm	10 inch, kleurenaanraakscherm	10 inch, kleurenaanraakscherm
Voeding	230 V: 50-60 Hz	230 V: 50-60 Hz	230 V: 50-60 Hz
Afmetingen	65 x 35 x 102 cm	65 x 35 x 102 cm	65 x 35 x 102 cm
Gewicht	40 kg	43 kg	45 kg
Verbruik	550 W	550 W	550 W



## IN EEN NOTENDOP

- ▶ **Een breed aanbod** werkzame bestanddelen
- ▶ **2 keramische handstukken** gelaat en lichaam
- ▶ **Onmiddellijke resultaten**
- ▶ **91 geregistreerde protocollen**
- ▶ **Pijnloos en zonder herstelperiode** zonder naald
- ▶ **26 gecombineerde protocollen**
- ▶ **In elk seizoen** voor mannen en vrouwen
- ▶ **1 contactcrème**gel PreciousWave®